



# Elever un BLOB

En premier lieu il faut préparer le milieu de vie :  
Il faut faire chauffer de l'eau froide jusqu'à ébullition puis y verser un sachet d'Agar-Agar (4g pour 500 ml)  
Verser la préparation devenue homogène dans un récipient et laisser se solidifier.

La gélose peut se préparer à l'avance et se conserver au frais.

Pour posséder un BLOB actif il faut faire un aller-retour dans l'eau avec le sclérote et le poser sur la gélose faite au préalable.

Mettre quelque flocon d'avoine autour d'un sclérote

Une fois la nourriture mise refermer la boîte de pétri, la mettre dans l'obscurité et à température ambiante.

Une fois développé il faut répéter tous les jours ces instructions :  
Le couper en deux  
Le changer de boîte de pétri  
Et lui remettre des flocons d'avoine de marque Quakers  
Utiliser un bouchon d'Orangina pour la dose de nourriture.

Legout Chloé  
Bourlard Nina